



# Medidor de pH PCE-PH 15



## PCE-PH 15

O medidor de pH é um dispositivo que determina o valor pH em líquidos. Graças ao seu uso simples, este medidor de pH é ideal para usá-lo em instituições educacionais ou de formação. Além de medir o valor em tempo real, o medidor de pH tem a função HOLD. Esta função congela o valor atual na tela.

O medidor de pH mede com uma precisão de  $\pm 0,1$  pH e uma resolução de 0,01 pH. As dimensões reduzidas e a construção compacta convertem este Medidor de pH em um dispositivo ideal para aplicações móveis.

- ▶ Operação muito simples
- ▶ Precisão:  $\pm 0,1$  pH
- ▶ Ideal para instituições educacionais
- ▶ Parte eletrônica removível
- ▶ Dispositivo pequeno portátil
- ▶ Resolução: 0,01 pH

---

**Especificações técnicas**

---

Faixa	0,00 ... 14,00 pH
Precisão	± 0,1 pH (a 20 °C), ± 0,2 pH
Resolução	0,01 pH
Calibração	Ajuste manual de 1 ponto
Alimentação	0 ... 50 °C
Dimensões	175 x 51 x 25 mm
Peso	Aprox. 57 g

---

**Conteúdo da remessa**

---

1 x Medidor de pH PCE-PH 15
1 x Chave de fenda
3 x Pilhas LR44 AG13 de 1,5 V
1 x Manual de instruções

---

**Acessórios**

---

PCE-PH47	Solução de calibração pH 4,01 y pH 7,01
PCE-SSO-250	Solução de conservação 3mol/l 250 ml
PCE-SSO-500	Solução de conservação 3mol/l 500 ml

---