

# Дозирующие весы PCE-BT 200



## Дозирующие весы PCE-BT 200

**доступны дозирующие весы, калибровка с помощью эталонного веса в 200г, выбор единицы измерения, с функцией подсчета частиц**

Дозирующие весы PCE-BT200 используются в лабораториях, производстве, контроле качества и т.д. Важным аспектом дозирующих весов является их конструкция, состоящая из плоской поверхности, и простое использование. Небольшие размеры и высокое разрешение в более широких диапазонах взвешивания являются еще одним преимуществом этих весов. Весы имеют различные функции: автоматическое тарирование, функция подсчета образцов, выбор различных единиц измерения, установка нуля и т.д. Дозирующие весы PCE-BT 200 работают от сети 230 В (сетевой адаптер входит в комплект), однако, питание от стандартных батареек тоже возможно для мобильного использования весов. Для выравнивания все модели серии PCE-BT оснащены регулируемыми ножками для фиксации и ватерпасом, встроенным в корпус. Пластиковая ветрозащита поставляется с весами. С помощью эталонного веса, который можно заказать дополнительно, вы можете проверять и настраивать дозирующие весы. Официальная калибровка также доступна. Она выполняется нашей лабораторией или другими уполномоченными лабораториями. Порт позволяет подключать дозирующие весы к принтеру или компьютеру. Соответствующее программное обеспечение и кабель для передачи данных доступны в качестве дополнительных компонентов.

### ▶ диапазон веса 200 г

- программа корректировки: точность регулируется с помощью эталонного веса, который можно заказать дополнительно
- ▶ функция подсчета частиц с исходным количеством 10, 20, 50 или 100 частиц. Возможность выбора взвешивания или подсчета частиц на весах
- ▶ функция тарирования во всем диапазоне (возможно несколько тарирований)
- ▶ дисплей с подсветкой (если весы стабильны, это отобразит индикатор стабильности, и включится подсветка)
- ▶ выбор единиц измерения
- ▶ IP 54 защита от проникновения воды и пыли
- ▶ 230 В сетевой адаптер входит в комплект
- ▶ могут питаться от батареек
- ▶ отображение заряда батареи
- ▶ съемная платформа для взвешивания из нержавеющей стали
- ▶ сертификат ISO для дозирующих весов (ex: DIN ISO 9000)

## Технические характеристики

Модель очных весов	Диапазон взвешива ния [г]	Считы ваемо сть [г]	Повто ряемо сть [г]	Лине йнос ть [г]	Минимальный вес частицы для функции подсчета частиц [г]	Платформа для взвешива ния [мм]
PCE-VT 200	210	0,001	0,002	±0,0 04	0,004	Ø 115
Диапазон тарирования	во всем диапазоне					
Время реакции	3с					
Дисплей	ЖК-дисплей автоматическая (с помощью внешнего калибровочного ве са)					
Калибровка	+18 ... +33 °C					
Рабочая температура	230В/50 Гц (сетевой адаптер) или 6 х ААА батарей					
Питание	пластиковый					
Корпус	IP 54					
Класс защиты	185 x 290 x 90мм					
Габариты	1,3 кг					
Вес						

## Дополнительная информация

[Подробнее о продукте](#)



[Похожие товары](#)



Subject to change