



Teknik Katalog [Yoğunluk Ölçer]

[PCE-ABZ 100C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Düşük maliyetli yoğunluklu PCE-ABZ 100C tartı aleti / Yüksek çözünürlüklü laboratuvar sınıfının yoğunluk test ölçeği (0.0001 g) / Harici kalibrasyon, standart ekran, RS-232 arabirimi ve isteğe bağlı yazılım

PCE-ABZ ağırlığın g ve mg cinsinden kesin olarak belirlenmesi için kullanılan yoğunluk ölçerdir. Verilen cam ön cam sayesinde, yoğunluk dış etkileri, örn. Solunum havası minimuma indirildi. Sağlam metal muhafaza nedeniyle, yoğunluk ölçer çok güvenlidir. İsteğe bağlı yazılımı ve arabirim kablosunu kullanarak, veriler doğrudan yoğunluk skalalarından bilgisayara veya dizüstü bilgisayara aktarılabilir. Bu, çalışanlarınız için can sıkıcı yazımdan kaçınır ve yazma ve okuma hatalarını ortadan kaldırır.

Özellikler

- İki sürmeli yan kapaklı cam ön cam içeren yoğunlaşma testi dengesi
- Adet, PCE-ABZ yoğunluk skalaları ile sayılır: Referans parça numaraları serbestçe seçilebilir, parçadan ağırlığa geçiş görüntülenir.
- Yoğunluk ölçüm ölçeklerini PC'ye bağlamak ve değerlendirme için RS-232 arabirimi
- Kapasite göstergesi (ekranın sağ kenarında / mevcut tartı aralığını da gösterir)
- Dara aralığı tartı aralığının % 100'ü
- Dökme alüminyum dökme gövde, sağlam ve güvenlidir
- Yoğunluk ölçüm skalasının tam hizalanması için Dragonfly
- Dahili anti şok fonksiyonu
- Standart olarak 240 V için şebeke adaptörü
- ISO kalibrasyon sertifikası mevcuttur (örneğin, firmanızın dahili DIN ISO 9000'ine uymak için)

Teknik Özellikler

Maksimum Kapasite	100 g
Okunabilir Kalibrasyon Deęeri	0,1 mg
Aęırlık Plakası	0,00015 mg
Minimum tekrarlanabilirlik	$\pm 0,2$ mg
Tartı Aleti	$\varnothing 90$ mm
Yazılım-Kiti	İsteęe Baęlı
Dara Aralıęı	-100 g
Stabilizasyon Süresi	< 5 s
Ekran	18 mm LCD /arkadan aydınlatmalı
Güç Kaynaęı	230V /50 Hz (12 V net adaptör ile)
Koruma	IP 54
Genel Boyutları	235 x 345 x 350 mm
Taslak Kalkan Boyutları	175 x 140 x 230 mm
Çalıřma Sıcaklıęı	+18... +30°C
Net Aęırlık	Yaklařık 6,5 kg

Teslimat İçerięi;

- 1 x PCE-ABZ 100C,
- 1 x Güç Kaynaęı (adaptör),
- 1 x Ön Cam,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.