



Teknik Katalog

[Laboratuvar Karıştırıcı]

[PCE-MSR 110]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Laboratuvar karıştırıcı / İnce Tasarım / İndüktif / 1 Karıştırma Pozisyonu max. 800 ml / IP 65 / Zamanlayıcı / Ters Karıştırma İşlevi / Karıştırma Hızı 1500 U / dakika 'ya kadar.

Laboratuvar karıştırıcı PCE-MSR 110, ince, az yer kaplayan laboratuvar-manyetik karıştırıcıdır. Temelli çalışma şekliyle düşük gürültüdür ve ince yapısıyla karıştırmaya uygundur. Karıştırma alanı paslanmaz çeliktendir ve çalışma alanı Ø 94 mm'dir. Cihazımız sayesinde akışkan ortamlar 800ml'ye kadar ses kolay, hızlı ve kesin olarak karıştırır. Cihazımızın karıştırma hızı 15 ve 1.500 U/dk arasında ayarlanabilir. Cihazımız yumuşak bir şekilde karıştırmaya başlar, ayarlanan karıştırma hızına göre çalışır, böylelikle sıçramaları önlemiş olur. Karıştırma cihazı aşınmaz ve bakımına ihtiyaç yoktur. Cihazda bulunan zamanlayıcı sayesinde isteğe göre karıştırma zamanını 1 ile 99 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Ters karıştırma işlevi sayesinde yön değişimi 30 saniye içerisinde gerçekleştirilir.

Özellikler

- İnce Tasarım
- Sessiz ve aşınmaz sürücü
- Zamanlayıcı
- Karıştırma alanı paslanmaz çelikten IP 65
- 1 Karıştırma pozisyonu Ø 94 mm
- Ayarlanabilir 15-1500 U/dk
- Ön Taraflı Ekran
- Ters Karıştırma İşlevi

Teknik Özellikler

Karıştırma Pozisyonları Sürücüsü	İndüktif
Max. Hız	1500 U/dk
Ayarlanabilir Zamanlayıcı	1-99 dakika arası
Ayarlanabilir Hız	15-1500 U / dakika
Hassasiyet Hızı	+/- 50 U/ dakika
Max. Döndürme Birimi	800 ml çekilmiş su
Ortam Koşulları / Koruma Sınıfı	5 – 50 ° C / IP 65
Karıştırma Alanı Boyutları	94 mm
Ölçümler / Ağırlık	120 x 164 x 12mm / 0,4 kg

Güç Tüketimi	100-230 VAC, 50-60 Hz
Güç Alımı	5 W

Teslimat İçeriği;

1 x Laboratuvar karıştırıcı PCE-MSR 110,

1 x Manyetik PTFE kaplamalı 25 x 8 mm,

1 x Kullanım Kılavuzu