



Teknik Katalog [Manyetik Karıştırıcı]

[PCE-MSR 450]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Manyetik Karıştırıcı PCE-MSR 450

20 litreye kadar sıvılar için manyetik karıştırıcı / Karıştırma çubukları 24 ila 60 mm / 0,94 - 2,36 / IP 21 / Zaman ayarlı / Ters karıştırma fonksiyonu / Karıştırma hızı 2,200 rpm'ye kadar / Hata algılama modu / Tuş kilidi

Manyetik karıştırıcı PCE-MSR 450, 20 litreye kadar bir karıştırma aletidir. Manyetik karıştırıcının hızı ayarlanabilir. Dakikada 200 ila 2200 devir arasında hız ayarlamak mümkündür. Bu hızlar dakikada 10 devirlik adımlarla ayarlanabilir ve manyetik karıştırıcının çalışması sırasında da değiştirilebilir. Karıştırma hızına ek olarak, bir zamanlayıcı ayarlamak da mümkündür. Kullanıcı manyetik karıştırıcıyı bir ve 999 dakika arasında çalıştırabilir. Ek olarak, sürekli çalışma etkinleştirilebilir. Titreşim modu da etkinleştirilebilir. Önceden tanımlanmış bir zaman penceresi içinde, manyetik karıştırıcı daha sonra dönüşümlü olarak saat yönünde veya saat yönünün tersine hareket eder. Varsayılan olarak, cihaz saat yönünde hareket edecektir. Titreşim fonksiyonuna ek olarak, manyetik karıştırıcı ayrıca bir hata tespit moduna da sahiptir.

Teslimat, standart bir 25 mm / 0.98 "karıştırma çubuğunu içerir. Burada büyük miktarlarda sıvı karıştırmak için maksimum 60 mm / 2,36 "lik bir büyüklük mümkündür. Böyle bir karıştırma çubuğu ile karıştırılabilen maksimum sıvı miktarı 20 litredir. Yavaş başlatma ve ayarlanan hızdaki sürekli artış, sıçramaları önler.

Özellikler

- Sessiz ve yıpranmayan çalışma
- Kronometre
- Seramik karıştırma alanı
- Ayarlanabilir Değişken 200 ... 2200 rpm
- Ön ekran
- Ters karıştırma fonksiyonu

Teknik Özellikler

Motor	fırçasız DC motor (BLDC)
Karıştırma noktaları sayısı	1
Maksimum karıştırma hacmi	20 l
Karıştırma yönü	saat yönünde / titreşim modu: alternatif (saat yönünde / saat yönünün tersine)
Hız sınırı	200 ... 2200 rpm (10 rpm'lik adımlarla ayarlanabilir)
Hassasiyet	+/- 1 rpm
Karıştırma çubuğu min. / maks. uzunluk	24 / 60 mm (0.94 / 2.36")
Karıştırma çubuğu tavsiye edilen uzunluk	25 mm (0.98")
Karıştırma plaka malzemesi	Seramik
Zamanlayıcı aralığı (karıştırma süresi)	1 ... 99 dk, sonsuz
Koruma	IP 21
Çevre koşulları	+5 ... +40 °C (+41 ... +104 °F), %80 bağıl nem
Çalışma gerilimi	230 V AC
Güç tüketimi	35 W
Karıştırma plakasının boyutları	180 x 180 mm (7.08 x 7.08")
Boyutlar (U x G x Y)	225 x 330 x 113 mm (8.85 x 12.99 x 4.44")
Ağırlık	4.5 kg (9 lb 14,7 oz)

Teslimat İçeriği:

- 1 x Manyetik karıştırıcı PCE-MSR 450,
- 1 x Karıştırma çubuğu,
- 1 x Güç kablosu,
- 1 x Kullanım kılavuzu.