

Isıtıcı Manto PCE-HM 2000



Isıtıcı Manto PCE-HM 2000

**2000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için / Kademesiz olarak ayarlanabilir (döner anahtar) /
450 Watt güç / Dahili kontrol elemanı / 0 ... 450 °C sıcaklık aralığı**

Isıtıcı manto PCE-HM 2000, laboratuvarlarda kullanılan yardımcı bir cihazdır. Isıtıcı manto, laboratuvarda çeşitli numunelerin ya da kimyasalların ısıtılmasını ya da temperlenmesini sağlar. Isıtıcı mantonun içinde ısıtma işlemi için yuvarlak tabanlı şişenin yerleştirildiği tığ işi bir file mevcuttur. Yuvarlak tabanlı şişe, ısıtıcı mantoya yerleştirilen cam kapların tipik şeklidir.

Yuvarlak tabanlı şişe, sıvının uygun şekilde emilmesini sağlayan 2000 ml'lik kapasiteli bir kaptır. Isıtıcı mantonun sıcaklık aralığı 0 ... 450 °C arasındadır ve bu sıcaklık, kademesiz bir döner anahtar aracılığıyla ısıtıcı manto üzerinde ayarlanır. Isıtıcı mantonun hızlı ısıtma süresi, kullanıcıya zaman kazandırmaya yardımcı olur. Farklı bir kapasitesi ya da sıcaklık aralığını kapsayan bir ısıtıcı manto için lütfen çeşitli ısıtıcı manto modellerinin olduğu kategorilerimize bakınız.

- ▶ Güç: 450 W
- ▶ Çalışma sıcaklığı: 0 ... 450 °C
- ▶ Kısa ısıtma süresi
- ▶ 2000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için
- ▶ Döner anahtarlı
- ▶ Dahili kontrol elemanı

Teknik özellikler

Yuvarlak Tabanlı Şişe Hacmi	2000 ml
Besleme Voltajı	230 V
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	0 ... 450 °C
Güç	450 W
Çalışma Süresi	Sürekli
İç Boyut	Ø 300 mm x 230 mm
Dış Boyut	Ø 330 mm x 330 mm x 250 kg
Ağırlık	Yaklaşık 5 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com