

pH Metre Test Cihazı PCE-PH 17



pH Metre Test Cihazı PCE-PH 17

**Kolay kullanım / Çeşitli BNC problemlerine bağlantı / Tek nokta ayarı /
0.00 ... 14.00 pH ölçüm aralığı / 3 x 1.5V LR44 pil**

pH metre test cihazı PCE-PH 17'nin pH elektrodu tamamen camdan yapılmıştır. Cihazın elektrodunun cam olması elektrodun daha kolay ve kapsamlı bir şekilde temizlenmesini sağlar. ± 0.1 pH hassasiyeti ve 0.01 pH çözünürlüğü sayesinde cihaz ile hassasiyeti yüksek ölçümler gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, cihaz, basit laboratuvar ölçümleri için idealdir.

BNC bağlantısı ile ek elektrodlar cihaza bağlanabilir. Kolay kullanımı ile cihaz, başka bir elektroda kolayca ayarlanabilir.

- ▶ Çözünürlük: 0.01 pH
- ▶ Değiştirilebilir cam elektrod
- ▶ Basit laboratuvar uygulamaları için ideal
- ▶ Mobil kullanım için ideal
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Hassasiyet: ± 0.1 pH

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0.00 ... 14.00 pH
Hassasiyet	± 0.1 pH (20°C'de), ± 0.2 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Ayarlama	Manuel tek nokta üzerinden ayar
Güç Kaynağı	3 x 1.5 V (LR44 AG-13 Pil)
Çalışma Ortamı	0 ... 50°C
Boyut	175 x 51 x 25 mm
Ağırlık	Yaklaşık 57 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change

