



Teknik Katalog

[Laboratuvar Terazisi]

[PCE-BSK 310]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Laboratuvar Terazisi

Parça sayma fonksiyonlu laboratuvar terazisi / Mobil kullanım için piller / RS-232 arayüzü / Teraziyi ayarlamak için seviye / Mobil kullanım için

Laboratuvar Terazisi günlük laboratuvar kullanımı için ideal bir terazidir. Laboratuvar terazisinin normal ölçüm fonksiyonunun yanı sıra bir başka fonksiyon parça sayma fonksiyonudur. Bu fonksiyon, laboratuvar terazisinin örneğin vida sayısını belirlemesini sağlar. Dolayısıyla, örneğin laboratuvar terazisi lojistikte de kullanılabilir. Ekran düşük ışık koşullarında bile okunabilmesi için laboratuvar terazisinin arka aydınlatması vardır.

Ölçüm fonksiyonlarına ek olarak, laboratuvar terazisi ayrıca bir RS 232 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz sayesinde, ölçülen değerler örneğin bir PC'ye aktarılabilir. Bu laboratuvar terazisi hem sabit hem de mobil kullanım için kullanılabilir. Mobil kullanım için, laboratuvar terazisi hızlı ve kolay kullanılabilen 3 x 1.5 V AA pil gerektirir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- RS-232 arayüzü
- Arka ışık
- Mobil kullanım için pil kullanımı
- Ölçeğin hizalanması için seviye
- Yüksek hassasiyet

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 310 g
Çözünürlük	0,001 g
Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,002 g
Doğrusallık	± 0,003 g
Kalibrasyon	Harici
Rüzgar Koruma	Evet
Tartı Plakası Boyutu	Ø 90 mm
Boyut	270 x 265 x 190 mm
Ağırlık	3,5 kg
Çalışma Koşulları	17,5 ... 22,5 °C, 85% n.o. yoğunlaşma olmadan
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	Akü / 3 x 1,5 V AA
Güç Kaynağı	Güç Adaptörü
	Birincil: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
	İkincil: 6 V, 500 mA

Teslimat İçeriği;

- 1 x Laboratuvar Terazisi PCE-BSK 310,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.