



Teknik Katalog [Dijital Terazî]

[PCE-DMS 310]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Doğrudan g / m² olarak ekrana sahip dijital terazi / RS232 arayüzü ile dijital terazi / Arka aydınlatma / Parça sayım fonksiyonu / Temel ağırlık ölçümü / Mobil kullanım için de uygun

Dijital terazi, temel ağırlık ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır. Bu dijital terazi sayesinde temel ağırlık ölçümleri çok kısa sürede yapılabilir ve değerlendirilebilir. Bu dijital teraziyle, örneğin kağıdın, kartonun veya çeşitli tekstillerin gramajını tam olarak belirleyebilirsiniz. Sayısal dengeye bağlı olarak, 1100 g'a kadar olan ağırlıklar 0,01 g çözünürlükte gerçekleştirilebilir.

Temel ağırlık ölçümüne ek olarak, dijital terazi ölçülen verileri bir PC'ye de aktarabilir. Bu, kurulu RS-232 arayüzünün yardımı ile mümkündür. Sağlanan güç kaynağı, Dijital terazinin sabit kullanımına izin verir. Alternatif olarak, Dijital terazi mobil kullanım için de kullanılabilir. Bunun için 3 x 1.5 V AA pil kullanılabilir. Dijital terazi için isteğe bağlı olarak temin edilebilen yuvarlak numune kesicisi, aynı numunelerin daima alan ağırlığı tayini için kullanılmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek hassasiyet
- Aydınlatmalı ekran
- RS-232 arayüzü
- Parça sayım fonksiyonu, birim alan başına ağırlık
- Mobil kullanım için pil kullanımı

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 310 g / 0 ... 31.000 g/m²
Çözünürlük	0,01 g / 1 g/m ²
Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,02 g
Doğrusallık	± 0,03 g
Stabilizasyon Süresi	<3 s
Çalışma Koşulları	17,5 ... 22,5 °C / 85% n.o. yoğunlaşmayan

Arayüz	RS232 Serisi
Güç Kaynağı Bataryası	3 x 1,5 V AA
Güç Kaynağı Bataryası	Birincil: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz İkincil: 6 V, 500 mA
Destek Yüzeyinin Boyutları	270 x 200 x 80 mm
Ağırlık	2 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Dijital Terazi PCE-DMS 310,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.