



Teknik Özellikler [Dijital Terazî]

[PCE-ABT 220L]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Rüzgarlıklı dijital terazi / 220 g'a kadar küçük numuneleri ölçmek için uygun / PC arayüzü / Basit çalıştırma / Hizalama için yerleşik seviye / İsteğe bağlı olarak ISO sertifikası / Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir / Hemen kullanıma hazır

Dijital terazi, 220 g'a kadar ölçüm aralığı ile yüksek hassasiyetli bir dijital terazidir. Dijital terazi 0,1 mg çözünürlüğe sahiptir. Bu düşük çözünürlük nedeniyle, bir odadaki en küçük hava türbülansı bile dijital terazinin tartım sonucunu etkileyebilir. Buna karşı koymak için, dijital terazi bir ön camla (rüzgarlık) donatılmıştır. Bu, dokunmatik ekranlı dijital terazi laboratuvar kullanımı için ideal kılar. Bu şekilde en küçük rüzgar kuvvetlerinin dijital terazinin ölçümü üzerinde hiçbir etkisinin olmaması sağlanır.

Dijital terazi, RS232 arayüzü aracılığıyla doğrudan bir PC'ye bağlanabilir. Dijital terazi için isteğe bağlı olarak sunulan yazılım ile ölçüm verileri bir tabloda görüntülenebilir. Yazılım aynı zamanda dijital terazide ölçülen değerleri grafiksel olarak görüntülemek için de kullanılabilir. Dijital terazi tarafından kaydedilen ölçüm değerlerini dışa aktarma seçeneği de vardır. Bu şekilde, dijital terazinin ölçülen değerleri sunumlara uygun şekilde entegre edilebilir, e-posta ile gönderilebilir veya basitçe yazdırılabilir.

Gerekirse, verilen kalibrasyon ağırlığı ile dijital terazi kontrol edilebilir. Bu, dijital terazinin mükemmel bir ölçüm sonucu vermesini sağlar. Dijital terazi, operatör tarafından kalibrasyon ağırlığı kullanılarak çok kısa bir sürede de ayarlanabilir.

Dijital terazinin mevcut konumu, bir kurulum konumunda belirlenebilir. Dijital terazinin konumu uygun değilse, bu yükseklik ayarlı ayaklar kullanılarak yeniden ayarlanabilir. Bu, dijital terazinin mevcut kurulum konumu ile uygun şekilde hizalanmasını sağlar.

Özellikler

- Sabit tartım için rüzgar koruması
- PC bağlantısı için RS232 arayüzü
- Arka ışık
- 0.1 mg çözünürlük
- 80 mm tartım yüzeyi
- 220 g'a kadar tartım aralığı
- Dijital terazi hizalama seviyesi
- Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 220 g
Çözünürlük	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,2 mg
Doğrusallık	0,5 mg
Tepki Süresi	<4 saniye
Tartım Yüzeyi	Ø 80 mm paslanmaz çelik tartı plakası
Dara Aralığı	Tam ölçüm aralığı
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	220 V
Çalışma Koşulları	10 ... 40 °C
Boyut	340 x 215 x 350 mm
Ağırlık	7,5 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Dijital Terazı PCE-ABT 220L,
- 1 x Bez Eldiven,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x IEC Kablosu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.