

# pH Metre PCE-PHD 1-PH



## pH Metre PCE-PHD 1-PH

**SD hafıza kartı (1 ... 16 GB), veriler Excel dosyası olarak kaydedilir / Büyük ve kolay okunabilir ekran  
/ Bilgisayara doğrudan aktarım için RS-232 arayüzü ve opsiyonel yazılım**

pH metre PCE-PHD 1, su kalitesini kontrol etmek için kullanılan çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Taşınabilir pH metre, su parametresi olan pH değerini kontrol etmek için çok uygundur. pH metrenin üç noktalı kalibrasyonu ve otomatik sıcaklık kompanzasyonu, değişken ölçüm sıcaklıklarında bile yüksek hassasiyet garanti eder. pH metre, daha yüksek sıcaklıklar için uygun olan bir pH elektrodu ile teslim edilir.

pH metre için aksesuar olarak çeşitli probalar mevcuttur. pH metre ile tüm değerler doğrudan SD kartta (1 ... 16 GB) Excel formatında kaydedilebileceği gibi RS-232 arayüzü aracılığıyla bilgisayara da aktarılabilir. Bunun için opsiyonel yazılım ve RS-232 arayüz kablosu aksesuar olarak temin edilebilir.

- ▶ Gerçek zamanlı data logger
- ▶ SD hafıza kartı (1 ... 16 GB)
- ▶ Kaydedilen veriler doğrudan SD kartta Excel dosyası olarak kaydedilir (değerlendirme için yazılım gerekli değildir)
- ▶ Online veri aktarımı için RS-232 arayüzü
- ▶ pH değeri ve sıcaklık ölçümü
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Düşük pil göstergesi
- ▶ Büyük LCD ekran
- ▶ Ayarlanabilir ölçüm hızı
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Sağlam gövde
- ▶ Manuel ya da otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ BNC konnektörü
- ▶ Laboratuvar ölçümleri ve yerinde ölçümler için uygun

# Teknik özellikler

## pH Ölçümü

Ölçüm Aralığı	0.00 ... 14.00 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Hassasiyet	$\pm 0.02$ pH + 2 dijital
Kalibrasyon	3 noktalı kalibrasyon (pH4, pH7 ve pH10)
Sıcaklık Kompanzasyonu	Ek sıcaklık sensörüyle otomatik (0 ... 60 °C) ya da 0 ... 100 °C arasında manuel

## Genel Teknik Özellikler

Ölçüm Hızı	1 saniye ile 8 saat 59 dakika 59 saniye arasında ayarlanabilir
Ekran	LCD ekran, 52 x 38 mm
Hafıza	SD hafıza kartı 1 ... 16 GB (2 GB SD hafıza kartı teslimat içeriğine dahil)
Arayüz	RS-232
Yazılım	Aksesuar olarak mevcut
Güç Kaynağı	6 x 1.5 V AA pil / 9 V güç adaptörü (opsiyonel)
Çevre Koşulları	0 ... 50 °C, < 85% n.o.
Boyut	177 x 68 x 45 mm
Ağırlık	490 g

# Ek bilgi

## Teknik Katalog



## Ürün hakkında daha fazla bilgi



## Benzer ürünler



Subject to change