



Teknik Katalog

[Laboratuvar Karıştırıcı]

[PCE-MSR 150]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Laboratuvar Karıştırıcı PCE-MSR 150

Ayarlanabilir karıştırma hızı (2200 rpm'ye kadar) / Otomatik kapanma için zamanlayıcı / 10000 ml'ye kadar sıvı için karıştırma noktası / IP43 korumalı / Darbe fonksiyonu

Laboratuvar Karıştırıcı PCE-MSR 150, 10 litreye kadar sulu çözeltiler için kullanılabilir. Laboratuvar karıştırıcının ayarlanabilir hız aralığı 200 ... 2200 rpm'dir. Hız, 10 rpm'lik adımlarla değiştirilebilir. Kalıcı karıştırma fonksiyonuna ek olarak, PCE-MSR 150 laboratuvar karıştırıcı bir zamanlayıcı fonksiyonuna sahiptir. Bu işlev, sulu ortamın önceden belirlenmiş bir süre boyunca karıştırılmasını sağlar. Karıştırma plakası paslanmaz çelikten yapılmıştır ve yakl. 115 mm'dir. Laboratuvar karıştırıcı, harici bir fişli güç kaynağı ile sağlanır. Laboratuvar karıştırıcı basit düğmeler kullanılarak çalıştırılır.

Sürekli karıştırma fonksiyonuna ek olarak, laboratuvar karıştırıcı bir darbe fonksiyonu ile donatılmıştır. Bu fonksiyon, bir sıvının belirli periyotlarda karıştırılmasını sağlar. Yumuşak bir başlangıç, karıştırma ortamında yoğun şekilde sıçrama yaşanmasını önler.

Özellikler

- Kolay kullanım
- Sessiz ve aşınmasız sürüş
- Karıştırma işleminin otomatik olarak sonlandırılması
- IP43 koruma sınıfına göre karıştırma alanı korumalı
- Tek, bağımsız karıştırma noktası
- Değişken ayarlanabilir karıştırma hızı 200 ... 2200 rpm
- Zamanlayıcı fonksiyonu
- Darbe fonksiyonu

Teknik Özellikler

Karıştırma Sistemi	Motorlu
Maks. Karıştırma Hacmi	10 l
Ayarlanabilir Hız	200 ... 2200 rpm
Hassasiyet	±20 rpm
Zamanlayıcı Aralığı	1 ... 999 dakika süresiz
Tavsiye Edilen Karıştırma Çubuğu Uzunluğu	25 ... 60 mm
Karıştırma Plakası Malzemesi	Paslanmaz çelik
Karıştırma Alanı	Ø115 mm
Koruma Sınıfı	IP43
Çalışma Koşulları	5 ... 40 °C Maks. 80 % n.o.
Güç Kaynağı	Güç Adaptörü 24 V / 1,5 A DC
Güç Tüketimi	5,5 W
Boyut	156 x 248 x 77 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 1,4 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Laboratuvar Karıştırıcı PCE-MSR 150,
- 1 x Manyetik Karıştırma Çubuğu PTFE Kaplamalı 25 x 8 mm,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.