

Laboratuvar Viskozimetre PCE-RVI 8



PC arayüzlü laboratuvar viskozimetre / Opsiyonel ISO fabrika sertifikası / Dokunmatik ekran / Ölçüm birimleri KU, cP, g / Ölçüm aralığı 40,2 ... 141 KU / Yüksekliği ayarlanabilir stand montajı / Sıvıların laboratuvar viskozimetresini ölçmek için / Aşırı yük koruması / Opsiyonel yazılım

Laboratuvar Viskozimetrenin 27.... 5250 cp ölçüm aralığı ve ölçüm aralığının +%1 hassasiyeti mevcuttur. Laboratuvar viskozimetre, örneğin üretim süreçlerinin kalite kontrolünde kullanılır. Ayrıca laboratuvar viskozimetre özellikle her türlü laboratuvarında kullanılmaktadır. Geniş ölçüm aralığı sayesinde laboratuvar viskozimetre ile çok çeşitli ölçümler yapmak mümkündür. Laboratuvar viskozimetre ile, boyaların, yağların ve diğer sıvıların laboratuvar viskozitesi kesin olarak belirlenir.

5" LCD dokunmatik ekranı sayesinde, laboratuvar viskozimetrenin kullanımı kolaylaşır. Ölçüm esnasında ölçülen değerler laboratuvar viskozimetrenin ekranında anlık görüntülenir. Aynı zamanda, laboratuvar viskozite seyrini elde etmek için ölçülen değerler laboratuvar viskozimetre üzerinde grafiksel olarak görüntülenir.

Numunenin doğru sıcaklıkta olduğundan emin olmak için laboratuvar viskozimetre üzerindeki harici sıcaklık sensörü kullanılabilir. Bu, sıcaklığın laboratuvar viskozite üzerinde bir etkisi olduğundan, ölçüm sonuçlarının diğer numunelerle karşılaştırılmasına olanak tanır. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü laboratuvar viskozitenin belirlenmesinin önemli bir parçasıdır.

Opsiyonel yazılım ile laboratuvar viskozimetre bir PC'ye bağlanabilir. Yazılım, bir ölçüm sırasında laboratuvar viskozimetreden ölçülen değerleri canlı olarak görüntüler. Bireysel ölçüm noktaları bir tabloda ve grafik olarak gösterilir. Kaydedilen ölçülen değerler, daha sonraki işlemler için bir .csv dosyası olarak dışa aktarılabilir.

- Ölçüm aralığı 27 ... 5250 cp
- Aşırı yük durumunda otomatik kapanma
- 200 RPM sabit dönüş hızı
- Canlı görüntüleme için opsiyonel yazılım
- KU1 mili teslimata dahildir
- Kolay kullanım için geniş dokunmatik ekran

Teknik özellikler

Viskozite

Ölçüm Aralığı	40,2 ... 141 KU 27 ... 5250 cp (1cP = 1 mPa*s) 32 ... 1099 g
Çözünürlük	0,1 KU 1 cp 1 g
Hassasiyet	Ölçüm değerinden $\pm$ 1%

Sıcaklık

Ölçüm Aralığı	-20 ... 250 °C
Çözünürlük	0,1 °C
Hassasiyet	$\pm$ 0,3 °C

Mil	KU1
Dönme Hızı	200 dev/dak
Ölçü Kabı Hacmi	600 ml
Ekran	5" LCD dokunmatik ekran
Güç Kaynağı	Birincil: 100 ... 240 V AC, 0,5 A İkincil: 12V DC, 2 A
Çalışma Koşulları	5 ... 35 °C, (20 °C tavsiye edilen sıcaklık) <%80 yoğuşmasız
Boyut	420 x 180 x 300 mm
Ağırlık	yaklaşık 5 kg

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com