



Teknik Katalog

[Malzeme Nemi Ölçüm Cihazı]

[PCE-MA 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Bağıl nem ölçer PCE-MA 100, farklı malzemelerin tartılmasına ve nem miktarlarının belirlenmesine izin verir. Isıtma odası 199 ° C sıcaklığa kadar halojen lambalarla ısıtılır. Bu bölmede bağıl nem ölçer tartılacak malzemeyi kurutur ve daha sonra ağırlık farkından nem içeriğini hesaplar. Bağıl nem ölçer, 0.001 g okunabilirlik sayesinde en küçük ağırlık farklarını belirleyebilir. Sonuçlar geniş LCD ekranda görüntülenir. Bağıl nem ölçer hafızasında 15 farklı kurutma programı saklanabilir. Buna göre, bağıl nem ölçer, ahşap ürünler, granüller, peletler, yem, gıda, macunlar ve daha fazlasının kalite kontrolü için uygundur. Dahil olan 100 g ağırlık ile bağıl nem ölçer her an kalibre edilebilir.

Özellikler

- Tartı aralığı: 110 g
- Okunabilirlik: 1 mg / 0.001 g
- Nem tespiti için ısıtma odası
- RS-232 arabirimi
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zamanı
- Kullanım kolaylığı
- Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil

Dokuz zar tuşu bulunan geniş LCD ekran



Teknik Özellikler

Tartı aralığı	110 g
Okunabilirlik	1 mg / 0.001 g
Isıtma elemanı	halojen lamba
Sıcaklık aralığı	+40 ... +199 ° C
Isıtma süresi	1 ... 99 dak. ayarlanabilir
Nem ölçüm aralığı	0 ... 100%
Okunabilirlik	0.01%
Hafıza	15 kurutma programları
Arabirim	RS-232
Ekran	LCD 9 membran tuşu
Güç kaynağı	220 V / 50 Hz veya 110 v / 60 Hz
Boyutlar	200 x 180 x 380 mm



Teslimat İerięi:

1 x PCE-MA 100 Baęıl Nem ler,

1 x Rzgar Koruma Siperlięi,

50 x rnek Tava,

1 x G Kaynaęı Kablosu,

1 x Numune Bardaęı Tutacaęı / Sapı,

1 x 100 g Aęırlık Plastik Kutuda,

1 x Kullanım Kılavuzu.