



# Teknik Katalog

## [Nem Ölçer]

[PCE-MA 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**Ölçüm aralığı 200g / Okunabilir 1 mg / 0.001 g / Nem kararlılığı için ısıtma odası / RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon**

Nem Ölçer PCE-MA 200, farklı malzemelerin tartılmasına ve nem miktarlarının belirlenmesine izin verir. Isıtma odası 199 ° C sıcaklığa kadar halojen lambalarla ısıtılır. Bu bölmede Nem Ölçer tartılacak malzemeyi kurutur ve daha sonra ağırlık farkından nem içeriğini hesaplar. Nem Ölçer, 0.001 g okunabilirlik sayesinde en küçük ağırlık farklarını belirleyebilir. Sonuçlar geniş LCD ekranda görüntülenir. Nem Ölçer hafızasında 15 farklı kurutma programı saklanabilir. Buna göre, Nem Ölçer, ahşap ürünler, granüller, peletler, yem, gıda, macunlar ve daha fazlasının kalite kontrolü için uygundur. Dahil olan 100 g ağırlık ile Nem Ölçer her an kalibre edilebilir.

**Özellikler**

- Tartı aralığı: 200 g
- Okunabilirlik: 1 mg / 0.001 g
- Nem tespiti için ısıtma odası
- RS-232 arabirimi
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zamanı
- Kullanım kolaylığı
- Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil
- Dokuz zar tuşu bulunan geniş LCD ekran



**Teknik Özellikler**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Tartı aralığı     | 200 g                            |
| Okunabilirlik     | 1 mg / 0.001 g                   |
| Isıtma elemanı    | halojen lamba                    |
| Sıcaklık aralığı  | +40 ... +199 ° C                 |
| Isıtma süresi     | 1 ... 99 dk. ayarlanabilir       |
| Nem ölçüm aralığı | 0 ... 100%                       |
| Okunabilirlik     | 0.01%                            |
| Hafıza            | 15 kurutma programları           |
| Arabirim          | RS-232                           |
| Ekran             | LCD 9 membran tuşu               |
| Güç kaynağı       | 220 V / 50 Hz veya 110 v / 60 Hz |
| Boyutlar          | 200 x 180 x 380 mm               |

**Teslimat İeriđi:**

- 1 x PCE-MA 100 Nem ler,
- 1 x Rzgar Koruma Siperliđi,
- 1 x Numune tavaları,
- 1 x G Kaynađı Kablosu,
- 1 x Numune Bardađı Tutacađı / Sapı,
- 1 x 100 g Ađırlık Plastik Kutuda,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.