



Teknik Katalog

[Kamera Mikroskopu]

[PCE-VMM 50]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Kamera Mikroskopu PCE-VMM 50

Kamera mikroskopu PCE-VMM 50 ile büyük 7-inç ekran / Entegre kamera / 4.5-kat optik zoom / Kısılabilir LED aydınlatma / 290 mm'ye kadar ayarlanabilir yükseklik / Geniş numune destek yüzeyi / Çıkarılabilir ekran

Kamera mikroskopu PCE-VMM 50, 380 x 225 mm genişliğinde numune destek yüzeyine sahip bir mikroskoptur. Bu, kamera mikroskopu üzerindeki daha büyük numunelerin serbestçe konumlandırılmasını mümkün kılar. 7 inç LCD ekranda, kamera mikroskopu, numuneler doğrudan analiz edilebilir. Ek olarak, LC ekranı kamera mikroskopundan demonte edilebilir ve tedarik edilen stand tarafından iş istasyonunda serbestçe konumlandırılabilir.

Kamera mikroskopunun 290 mm'lik geniş yükseklik ayar aralığı sayesinde çok yüksek nesnelere bile arttırılabilir. Kamera mikroskopu üzerindeki 48 SMD LED aydınlatması ile örnekler en uygun şekilde aydınlatılır. Bu nedenle, kamera mikroskopu örneğin okullarda, üniversitelerde veya atölyelerde kullanıma uygun sağlam ve büyük tasarımı nedeniyle optimumdur.

Özellikler

- 380 x 225 mm yüzey taşıyan numuneler
- Aydınlatma (LED ile)
- LCD ekran
- Çıkarılabilir LCD
- Entegre kamera
- Sağlam yapı

Teknik Özellikler

Büyütme	0,7 ... 4,5 kez (optik ve kademesiz)
Göz Merceği	0.5 kez
Dönüşüm Merceği	2-kez
Çalışma Mesafesi	156 mm
Odaklama Aralığı	60 mm
Yükseklik Ayar Aralığı	290 mm
Temas Yüzeyi	380 x 225 x 20 mm

Dijital Kameranın Teknik Verileri

Lens Boyutu	1/3 inç
Ekran Çipi	Sony
Yatay Görsel Çözünürlük	720 TVL
Video Çıkışı	1,0 Vpp, 75 Ω
Video Formatı	PAL / NTSC
Güç Kaynağı	12 V DC

LC Ekranın Teknik Verileri

Ekran	7 inç (4: 3 LCD)
Piksel	800 * 600
Sinyal Girişleri	BGA ile VGA / AV / TV
Video Girişi	PAL / NTSC
Güç Kaynağı	12 V DC
Güç Girişi	10 W

LED Aydınlatma Özellikleri

Led Numarası	48 SMD LEDs
Bağlantı Çapı	65 mm
Ayar Aralığı	0 ...% 100 ışık yoğunluğu, kademesiz
Güç Kaynağı	5 V
Güç Girişi	4 ... 6 W

Teslimat İeriđi;

- 1 x Kamera Mikroskopu PCE-VMM 50,
- 1 x Dijital Kamera,
- 1 x BNC Kablosu,
- 1 x Temas Yüzeyi,
- 1 x ubuk Standı,
- 1 x Montaj Kiti,
- 1 x Sınırlayıcı Halka,
- 1 x LC Ekran,
- 1 x LC Ekran Tutucusu,
- 1 x LC Ekran Standı,
- 1 x Lens Yuvası,
- 2 x Gü Kaynađı 12 VDC,
- 1 x Gü Kaynađı 5 V.