



Teknik Katalog

[Küçük Teraziler]

[PCE-BSK 310]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Küçük Teraziler

Parça sayma fonksiyonlu küçük teraziler / Mobil kullanım için piller / RS-232 arayüzü / Teraziyi ayarlamak için seviye / Mobil kullanım için

Küçük teraziler günlük laboratuvar kullanımı için ideal bir terazilerdir. Küçük terazilerin normal ölçüm fonksiyonunun yanı sıra bir başka fonksiyon parça sayma fonksiyonudur. Bu fonksiyon, küçük terazilerinin örneğin vida sayısını belirlemesini sağlar. Dolayısıyla, örneğin küçük terazileri lojistikte de kullanılabilir. Ekran düşük ışık koşullarında bile okunabilmesi için küçük terazilerinin arka aydınlatması vardır.

Ölçüm fonksiyonlarına ek olarak, küçük teraziler ayrıca bir RS 232 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz sayesinde, ölçülen değerler örneğin bir PC'ye aktarılabilir. Bu küçük terazileri hem sabit hem de mobil kullanım için kullanılabilir. Mobil kullanım için, küçük terazileri hızlı ve kolay kullanılabilen 3 x 1.5 V AA pil gerektirir.

Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- RS-232 arayüzü
- Arka ışık
- Mobil kullanım için pil kullanımı
- Ölçeğin hizalanması için seviye
- Yüksek hassasiyet

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 310 g
Çözünürlük	0,001 g
Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,002 g
Doğrusallık	± 0,003 g
Kalibrasyon	Harici
Rüzgar Koruma	Evet
Tartı Plakası Boyutu	Ø 90 mm
Boyut	270 x 265 x 190 mm
Ağırlık	3,5 kg
Çalışma Koşulları	17,5 ... 22,5 °C, 85% n.o. yoğunlaşma olmadan
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	Akü / 3 x 1,5 V AA
Güç Kaynağı	Güç Adaptörü
	Birincil: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
	İkincil: 6 V, 500 mA

Teslimat İçeriği;

- 1 x Küçük Teraziler PCE-BSK 310,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.