



Teknik Katalog [Laboratuvar Terazisi]

[PCE-DMS 310]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Doğrudan g / m² olarak ekrana sahip laboratuvar terazi / RS232 arayüzü ile hassas terazi / Arka aydınlatma / Parça sayım fonksiyonu / Temel ağırlık ölçümü / Mobil kullanım için de uygun

Laboratuvar terazi, temel ağırlık ölçümü için özel olarak tasarlanmıştır. Bu laboratuvar terazi sayesinde temel ağırlık ölçümleri çok kısa sürede yapılabilir ve değerlendirilebilir. Bu laboratuvar teraziyle, örneğin kağıdın, kartonun veya çeşitli tekstillerin gramajını tam olarak belirleyebilirsiniz. Sayısal dengeye bağlı olarak, 1100 g'a kadar olan ağırlıklar 0,01 g çözünürlükte gerçekleştirilebilir.

Temel ağırlık ölçümüne ek olarak, laboratuvar terazi ölçülen verileri bir PC'ye de aktarabilir. Bu, kurulu RS-232 arayüzünün yardımı ile mümkündür. Sağlanan güç kaynağı, Laboratuvar terazinin sabit kullanımına izin verir. Alternatif olarak, Laboratuvar terazi mobil kullanım için de kullanılabilir. Bunun için 3 x 1.5 V AA pil kullanılabilir. Laboratuvar terazi için isteğe bağlı olarak temin edilebilen yuvarlak numune kesicisi, aynı numunelerin daima alan ağırlığı tayini için kullanılmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek hassasiyet
- Aydınlatmalı ekran
- RS-232 arayüzü
- Parça sayım fonksiyonu, birim alan başına ağırlık
- Mobil kullanım için pil kullanımı

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı	0 ... 310 g / 0 ... 31.000 g/m²
Çözünürlük	0,01 g / 1 g/m ²
Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,02 g
Doğrusallık	± 0,03 g
Stabilizasyon Süresi	<3 s
Çalışma Koşulları	17,5 ... 22,5 °C / 85% n.o. yoğunlaşmayan

Arayüz	RS232 Serisi
Güç Kaynağı Bataryası	3 x 1,5 V AA
Güç Kaynağı Bataryası	Birincil: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz İkincil: 6 V, 500 mA
Destek Yüzeyinin Boyutları	270 x 200 x 80 mm
Ağırlık	2 kg

Teslimat İçeriği;

- 1 x Laboratuvar Terazisi PCE-DMS 310,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.