



# Teknik Katalog

## [Manyetik Karıştırıcı]

[PCE-MSR 50]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Mini manyetik karıştırıcı PCE-MSR 50****1000 ml / 88 mm platform / Ana operasyon / Ayarlanabilir karıştırma hızı**

Mini manyetik karıştırıcı PCE-MSR 50, küçük laboratuvarlardaki uygulamalar için uygundur. Mini manyetik karıştırıcı, 100 ... 1000 ml'lik karıştırma miktarlarını güvenli bir şekilde karıştırabilir. Mini manyetik karıştırıcı PCE-MSR 50'nin karıştırma yüzeyinde 88 mm çapa kadar kaplar yerleştirilebilir. Böylece manyetik karıştırıcı tüm genel kaplarda kullanılabilir. Manyetik karıştırıcı harici bir 5 V şebeke adaptörü ile beslenir. Mini manyetik karıştırıcının küçüklüğü ve ağırlığı nedeniyle mobil alan araştırmalarında da kullanılabilir.

**Özellikler**

- 1000 ml'ye kadar manyetik karıştırıcı
- Küçük boyutlar
- Ana operasyonu
- 1600 rpm'ye kadar ayarlanabilir hız
- Karıştırma yüzeyi 88 mm
- Saha ve laboratuvar testleri için

**Teknik Özellikler**

Karıştırma Noktalarının Sürücüsü	Motor
Karıştırma Miktarı	100 ... 1000 ml
Ayarlanabilir Hız	0 ... 1600 U/dk
Karıştırma Yüzeyi	Ø 88 mm
Platformun Malzemesi	Plastik
Güç Kaynağı	Güç kaynağı 5V / 2A DC 90 ... 230 V AC
Ağırlık	Yaklaşık. 500 g
Boyut	125 x 110 x 70 mm

**Teslimat İeriđi;**

- 1 x Mini Manyetik Karıřtırıcı PCE-MSR 50,
- 1 x G Kaynađı 5 V / 2 A,
- 1 x Karıřtırma ubuđu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.