

Isıtıcı Manto PCE-HM 5000



Isıtıcı Manto PCE-HM 5000

**5000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için / Kademesiz olarak ayarlanabilir (döner anahtar) /
800 Watt güç / Dahili kontrol elemanı / 0 ... 450 °C sıcaklık aralığı**

Isıtıcı manto PCE-HM 5000, laboratuvarlarda numunelerin ya da sıvıların ısıtılması gereken her yerde kullanılır. Sıvı, ısıtıcı mantodaki yuvarlak tabanlı bir şişeye yerleştirilerek ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda kullanılan yardımcı bir cihazdır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda çeşitli numunelerin, sıvıların ya da kimyasalların ısıtılmasını ya da temperlenmesini sağlar. Yuvarlak tabanlı 5000 ml'lik şişe, ısıtıcı mantoda bulunan tığ işi filenin içine yerleştirilir ve altındaki ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır.

Isıtıcı manto, 800 watt güç ile çalışır ve 450 °C çalışma sıcaklığına ulaşır. Isıtıcı mantonun yuvarlak tabanlı 5000 ml kapasitesi olan bir şişenin sığabileceği bir alana sahip olduğundan nispeten yüksek miktarlarda sıvının ısıtılabilmesi düşünülebilir. Ancak yüksek hacme rağmen istenen sonucu elde etmek için yalnızca kısa bir ısıtma süresi gerektiğinden ısıtıcı manto ile 5 litrenin tamamı son derece hızlı bir şekilde ısıtılabilir. Isıtıcı mantonun sıcaklık kontrolü kademesiz bir döner anahtar ile ayarlanır.

- ▶ Güç: 800 W
- ▶ Çalışma sıcaklığı: 0 ... 450 °C
- ▶ Kısa ısıtma süresi
- ▶ 5000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için
- ▶ Döner anahtarlı
- ▶ Dahili kontrol elemanı

Teknik özellikler

Yuvarlak Tabanlı Şişe Hacmi	5000 ml
Besleme Voltajı	230 V
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	0 ... 450 °C
Güç	800 W
Çalışma Süresi	Sürekli
İç Boyut	Ø 255 mm x 130 mm
Dış Boyut	Ø 350 mm x 250 mm
Ağırlık	Yaklaşık 8 kg

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com