



Teknik Katalog [Vinç Terazisi]

[PCE-PS-300MLS]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

300 kg'a kadar akredite edilmiş Vinç Terazisi / iyi okunabilen Ekran / Tara Fonksiyonu / Akü veya ağ kullanım imkanı, USB Arayüz (Akreditasyon dahil)

Akredite edilmiş Vinç Terazisi PCE-PS 300MLS 300 kg'a kadar yüksek bir tartım aralığı sunmaktadır ve kurulu askılı sistemlere kolayca entegre edilebilir. Gösterge direkt olarak Akredite edilmiş Vinç Terazisi PCE-PS 300MLS'nin içine entegre edilmiştir ve kolay İki-Tuş-Kumandası sağlar. Vinç Terazisi dahili Akü ile çalışır. Çalışma süresi yaklaşık 80 Saat'tir. Yatalak hastaları kaldırması bakım personeli için bazen çok zor olabilir. Böyle sorunlar için bu Vinç Terazisi ideal bir çözümdür. Çoğu Lift'ler Vinç Terazilerin kullanılabilmesi için gerekli bağlantılarına ve ek aracına sahiptir. Akredite edilmiş Vinç Terazisi çoğu Lifter sistemlerine takılabilir. Vinç Terazisi genelde Huzur Evlerinde, Bakım Evlerinde veya Hastanelerde kullanılmaktadır. Vinç Terazisi akredite edilmiş olarak teslim edilir.

Özellikler

- Vinç Terazisi'nin Ekranı iyi okunaklıdır
- Kolay kullanım için kolay Tuşlar
- 100 gr.-Adımlar ile ölçüm
- Tartım aralığı: 300 kg
- Hold-Fonksiyonu (değer tutma Fonksiyonu)
- komple Tartım aralığında Tara uygulaması
- RS-232 Arayüz / isteğe bağlı Yazılım
- Standart 230 V için ağ adaptörü
- 80 Saat'e kadar çalışma süresi için entegre Akü - M III Akreditasyon Sınıfına göre akredite edilebilir.

Teknik Özellikler

Tartım aralığı	300 kg
Okunabilirlik	100 g
Akreditasyon değeri	100 g
Minimum yük	2 kg
Akreditasyon Sınıfı	III
Tara Alanı	komple Tartım aralığı
Tartım birimi	kg

Sabitleşme süresi	2 s
Gösterge	LCD-Ekran (arka plan aydınlatmalı)
Ağ adaptörü	230 V / 50 Hz
Akü	12 V / 100 mA
Boyutlar	210 x 130 x 190 mm
İzin verilen Çevresel sıcaklık	+10 ... +40 °C
Ağırlık	ca. 2,6 kg

Teslimat İçeriği:

1 x PCE-PS 300MLS,

1 x Akü,

1 x Ağ Adaptörü,

1 x Kullanım Kılavuzu.