



Teknik Katalog

[Nem Belirleyici Terazii]

[PCE-MA 110]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**110 gr.'a kadar ölçüm aralığı ile Nem Belirleyici Terazi / Okunabilirlik 10 mg / 0,01 gr.
/ Nem belirleme için ısıtma bölümü / RS-232 Arayüz / 15 kurutma programı için
dahili hafıza / Kalibrasyon Fonksiyonu**

Nem Belirleyici Terazi PCE-MA 110 çeşitli malzemelerin tartımı ve nem oranının belirlenmesi için geliştirilmiştir. Nem Belirleyici Terazi PCE-MA 110 halojen lambaları ile 199 °C'ye kadar ısıtılabilen ısıtma bölümü ile donatılmıştır. Bu bölümde tartılacak malzeme kurutulur ve ağırlık farkında doğru nem oranı belirlenir. Nem Belirleyici Terazi ile 0,01 gr.'lık okunabilirliği sayesinde en küçük ağırlık farklılıkları belirlenebilir. Nem Belirleyici Terazi diğer özellikleri ise büyük LCD-Ekrandır ve 15 çeşitli kurutma programının dahili hafızasında kaydedile bilinmesidir. Ayrıca RS-232 Arayüz üzerinden Nem Belirleyici Terazi PCE-MA 110'u bilgisayar ile bağlayabilirsiniz. Tekrar Kalibrasyonu teslimata dahil 100 gr.'lık ağırlığı ve dahili Kalibrasyon Fonksiyonu ile her an gerçekleştirilebilir.

Nem Belirleyici Terazi PCE-MA 110 özellikle örn. granüller, peletler ya da yem giriş kontrolleri için uygundur.

Özellikler

- Tartım aralığı: 110 gr.
- Okunabilirlik: 10 mg / 0,01 gr.
- Nem belirlenmesi için ısıtma bölümü
- RS-232 Arayüz
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- kolay kullanım
- ayarlanabilir ısıtma süresi
- Tekrar Kalibrasyon için Kalibrasyon Fonksiyonu
- 100 gr. Kalibrasyon ağırlığı teslimata dahildir
- 9 Membran Tuşu ile büyük LCD-Ekran

Teknik özellikleri

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Tartım aralığı | 110 gr. |
| Okunabilirlik | 10 mg / 0,01 gr. |
| Isıtma elementi | Halojen lamba |
| Sıcaklık aralığı | +40 ... +199 °C |
| Isıtma süresi | 1 ... 99 dak. ayarlanabilir |
| Nem ölçüm aralığı | 0 ... 100 % |
| Okunabilirlik | 0,2 % |

| | |
|-------------|---------------------|
| Hafıza | 15 Kurutma Programı |
| Ekran | LCD, 9 Membran Tuşu |
| Güç kaynağı | 220 V / 50 Hz |
| Boyutlar | 200 x 180 x 380 mm |

Teslimat İçeriği

- 1 x PCE-MA 110 Nem Belirleyici Terazisi
- 1 x Rüzgar Koruması
- 1 x Numune Kapları,
- 1 x Elektrik Kablosu
- 1 x Numune Kapak Tutucusu
- 1 x Plastik kutuda 100 gr. Ağırlık ,
- 1 x Kullanım Kılavuzu