



Teknik Katalog

[Nem Belirleyici Terazii]

[PCE-MA 202]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

**Ölçüm aralığı 200g / Okunabilir 10 mg / 0.001 g / Nem kararlılığı için ısıtma odası /
RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon**

PCE-MA 202 Nem Belirleyici Terazi farklı malzemeleri tartar ve nem içeriklerini sağlayan kullanımı kolay bir cihazdır. Isıtma odası halojen lamba ile 199 °C e kadar ısıtılmaktadır. Bu odada, Nem Belirleyici Terazi kullanılmaması için malzeme kurutulmalıdır böylelikle ağırlık farkı nem içeriğini hesaplar. Nem Belirleyici Terazi en düşük ağırlık farkını 0,001 g okunabilirliğe göre belirler Sonuçlar LCD ekranda görüntülenir. 15 farklı kurutma programları analitik hafızasında saklanabilir. Buna göre, Nem Belirleyici Terazi granül, pelet veya yem kalite kontrolü için uygundur. Buna ek olarak, analitik dengesi de bir yazıcı için RS-232 arabirimi üzerinden bağlanabilir. Dâhil 100 gr ağırlığı ile Nem Belirleyici Terazi, herhangi bir zamanda kalibre edilebilir.

Özellikler

- Tartı aralığı: 200 g
- Okunabilirlik: 10 mg / 0.01 g
- Nem tespiti için ısıtma odası
- RS-232 arabirimi
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zamanı
- Kullanım kolaylığı
- Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil

Dokuz zar tuşu bulunan geniş LCD ekran





Teknik Özellikler

Tartı aralığı	200 g
Okunabilirlik	10 mg / 0.01 g
Isıtma elemanı	halojen lamba
Sıcaklık aralığı	+40 ... +199 ° C
Isıtma süresi	1 ... 99 dak. ayarlanabilir
Nem ölçüm aralığı	0 ... 100%
Okunabilirlik	0.01%
Hafıza	15 kurutma programları
Arabirim	RS-232
Ekran	LCD 9 membran tuşu
Güç kaynağı	220 V / 50 Hz veya 110 v / 60 Hz
Boyutlar	200 x 180 x 380 mm

Teslimat İeriđi:

1 x PCE-MA 202 Nem Belirleyici Terazii,

1 x Rüzgar Koruma Siperliđi,

1 x Numune Tavalari,

1 x Gü Kaynađı Kablosu,

1 x Numune Bardađı Tutacađı / Sapı,

1 x 100 g Ađırlık Plastik Kutuda,

1 x Kullanım Kılavuzu.