



Teknik Katalog

[Nem Belirleyici Terazi]

[PCE-MA 202]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Ölçüm aralığı 200g / Okunabilir 10 mg / 0.001 g / Nem kararlılığı için ısıtma odası / RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon

PCE-MA 202 Nem Belirleyici Terazi farklı malzemeleri tartar ve nem içeriklerini sağlayan kullanımı kolay bir cihazdır. Isıtma odası halojen lamba ile 199 °C e kadar ısıtılmaktadır. Bu odada, Nem Belirleyici Terazi kullanılmaması için malzeme kurutulmalıdır böylelikle ağırlık farkı nem içeriğini hesaplar. Nem Belirleyici Terazi en düşük ağırlık farkını 0,001 g okunabilirliğe göre belirler. Sonuçlar LCD ekranda görüntülenir. 15 farklı kurutma programları analitik hafızasında saklanabilir. Buna göre, Nem Belirleyici Terazi granül, pelet veya yem kalite kontrolü için uygundur. Buna ek olarak, analitik dengesi de bir yazıcı için RS-232 arabirimi üzerinden bağlanabilir. Dâhil 100 gr ağırlığı ile Nem Belirleyici Terazi, herhangi bir zamanda kalibre edilebilir.

Özellikler

- Tartı aralığı: 200 g
- Okunabilirlik: 10 mg / 0.01 g
- Nem tespiti için ısıtma odası
- RS-232 arabirimi
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zamanı
- Kullanım kolaylığı
- Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil



Dokuz zar tuşu bulunan geniş LCD ekran



Teknik Özellikler

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tartı aralığı | 200 g |
| Okunabilirlik | 10 mg / 0.01 g |
| Isıtma elemanı | halojen lamba |
| Sıcaklık aralığı | +40 ... +199 ° C |
| Isıtma süresi | 1 ... 99 dak. ayarlanabilir |
| Nem ölçüm aralığı | 0 ... 100% |
| Okunabilirlik | 0.01% |
| Hafıza | 15 kurutma programları |
| Arabirim | RS-232 |
| Ekran | LCD 9 membran tuşu |
| Güç kaynağı | 220 V / 50 Hz veya 110 v / 60 Hz |
| Boyutlar | 200 x 180 x 380 mm |

Teslimat İeriđi:

1 x PCE-MA 202 Nem Belirleyici Terazii,

1 x Rüzgar Koruma Siperliđi,

1 x Numune Tavalari,

1 x Gü Kaynađı Kablosu,

1 x Numune Bardađı Tutacađı / Sapı,

1 x 100 g Ađırlık Plastik Kutuda,

1 x Kullanım Kılavuzu.