



Teknik Katalog

[Nem Belirleyici Terazii]

[PCE-MA 200]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Ölçüm aralığı 200g / Okunabilir 1 mg / 0.001 g / Nem kararlılığı için ısıtma odası / RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon

Nem Belirleyici Terazi PCE-MA 200, farklı malzemelerin tartılmasına ve nem miktarlarının belirlenmesine izin verir. Isıtma odası 199 ° C sıcaklığa kadar halojen lambalarla ısıtılır. Bu bölmede Nem Belirleyici Terazi tartılacak malzemeyi kurutur ve daha sonra ağırlık farkından nem içeriğini hesaplar. Nem Belirleyici Terazi, 0.001 g okunabilirlik sayesinde en küçük ağırlık farklarını belirleyebilir. Sonuçlar geniş LCD ekranda görüntülenir. Nem Belirleyici Terazi hafızasında 15 farklı kurutma programı saklanabilir. Buna göre, Nem Belirleyici Terazi, ahşap ürünler, granüller, peletler, yem, gıda, macunlar ve daha fazlasının kalite kontrolü için uygundur. Dahil olan 100 g ağırlık ile Nem Belirleyici Terazi her an kalibre edilebilir.

Özellikler

- Tartı aralığı: 200 g
- Okunabilirlik: 1 mg / 0.001 g
- Nem tespiti için ısıtma odası
- RS-232 arabirimi
- 15 kurutma programına kadar hafıza
- Ayarlanabilir kurutma sıcaklığı ve zamanı
- Kullanım kolaylığı
- Tekrar ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil
- Dokuz zar tuşu bulunan geniş LCD ekran





Teknik Özellikler

Tartı aralığı	200 g
Okunabilirlik	1 mg / 0.001 g
Isıtma elemanı	halojen lamba
Sıcaklık aralığı	+40 ... +199 ° C
Isıtma süresi	1 ... 99 dk. ayarlanabilir
Nem ölçüm aralığı	0 ... 100%
Okunabilirlik	0.01%
Hafıza	15 kurutma programları
Arabirim	RS-232
Ekran	LCD 9 membran tuşu
Güç kaynağı	220 V / 50 Hz veya 110 v / 60 Hz
Boyutlar	200 x 180 x 380 mm

**Teslimat İeriđi:**

1 x PCE-MA 100 Nem Belirleyici Terazi,

1 x Rüzgar Koruma Siperliđi,

1 x Numune tavaları,

1 x Gü Kaynađı Kablosu,

1 x Numune Bardađı Tutacađı / Sapı,

1 x 100 g Ađırlık Plastik Kutuda,

1 x Kullanım Kılavuzu.