



# Teknik Katalog

## [Santrifüj]

[PCE-CFE 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**Mikro santrifüj / yüksek doğrulukta santrifüj / sabit açılı rotor, 1.5 / 2.0 ml mikro damarlar için adaptör / PCR şerit rotor / sabit hızda [min1]: 6000 ayarlanabilir**

PCE-CEF 100 sessiz, dayanıklı ve uygun maliyetli sıvı santrifüj cihazıdır. Bu santrifüjler mikrobiyolojik laboratuvarlarda mikro ve PCR tüplerde uygulanır. Mikro santrifüjün küçük taban alanı laboratuvar tezgâhlarında ve davlumbazlarda kıymetli bir alan kazandırır. PCE-CFE 100 mikro santrifüj 1.5 / 2 ml tüpler için sabit açılı rotora, 0.2 / 0.4 PCR tüpleri için incl. adaptöre ve 2 x 8 x 0.2 ml PCR şeritler için kelebek rotora sahiptir. Mikro santrifüjdeki sürtünme ısını azaltmak için rotor alanı işlem boyunca kapalı kalır. Mikro santrifüjün saydam rotor kapağını açtığınızda otomatik olarak elektronik fren işlemi aktifleşir. Kauçuk taban plakası içine montelenmiş 4 emme ayağı işlem sürecinde mikro santrifüjün güvenli durumda olmasını garantiler. PCE-CFE 100 mikro santrifüj 6000 rpm sabit hızı ile çalışır.

### Özellikler

- Kompakt tasarım
- Sessiz ve düşük titreşimli işlem
- Sabit açılı ve kelebek rotorlu kaynak
- Güvenli duruş için emme ayağı
- Şeffaf rotor kaplı

### Teknik Özellikler

Giriş	10 W
Rotor	Sabit açılı 8 x 1.5 / 2 ml, adaptör 0.2 / 0.4 ml kelebek 2 x 8 x 0.2 ml
Max. Hız	6000 sabit min-1, sabit
Boyutlar (H x W x D)	162 x 157 x 115 mm
Max. dönme hızındaki gürültü seviyesi	< 55 dB

### Teslimat İçeriği;

1 x PCE-CFE 100 mikro santrifüj