



# Teknik Katalog

## [Laboratuvar Santrifüj]

[PCE-CFE 100]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: info@pce- cihazlari.com.tr  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish  
www.pce-instruments.com

---

**Laboratuvar Santrifüj / yüksek doğrulukta santrifüj / sabit açılı rotor, 1.5 / 2.0 ml mikro damarlar için adaptör / PCR şerit rotor / sabit hızda [min1]: 6000 ayarlanabilir**

PCE-CEF 100 sessiz, dayanıklı ve uygun maliyetli sıvı Laboratuvar Santrifüj cihazıdır. Bu santrifüjler mikrobiyolojik laboratuvarlarda mikro ve PCR tüplerde uygulanır. Laboratuvar Santrifüj küçük taban alanı laboratuvar tezgâhlarında ve davlumbazlarda kıymetli bir alan kazandırır. PCE-CFE 100 Laboratuvar Santrifüj 1.5 / 2 ml tüpler için sabit açılı rotora, 0.2 / 0.4 PCR tüpleri için incl. adaptöre ve 2 x 8 x 0.2 ml PCR şeritler için kelebek rotora sahiptir. Laboratuvar Santrifüjdeki sürtünme ısısını azaltmak için rotor alanı işlem boyunca kapalı kalır. Laboratuvar Santrifüj saydam rotor kapağını açtığınızda otomatik olarak elektronik fren işlemi aktifleşir. Kauçuk taban plakası içine montelenmiş 4 emme ayağı işlem sürecinde mikro santrifüjün güvenli durumda olmasını garantiler. PCE-CFE 100 Laboratuvar Santrifüj 6000 rpm sabit hızı ile çalışır.

**Özellikler**

- Kompakt tasarım
- Sessiz ve düşük titreşimli işlem
- Sabit açılı ve kelebek rotorlu kaynak
- Güvenli duruş için emme ayağı
- Şeffaf rotor kaplı

**Teknik Özellikler**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Giriş                                 | 10 W   |
| Rotor                                 | Sabit açılı 8 x 1.5 / 2 ml, adaptör 0.2 / 0.4 ml<br>kelebek 2 x 8 x 0.2 ml |
| Max. Hız                              | 6000 sabit min-1, sabit  |
| Boyutlar (H x W x D)                  | 162 x 157 x 115 mm   |
| Max. dönme hızındaki gürültü seviyesi | < 55 dB  |

**Teslimat İçeriği;**

1 x PCE-CFE 100 Laboratuvar Santrifüj