



# Teknik Katalog [Test Standı]

[PCE-MTS 500]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

---

**5000 N'ye kadar Test Standı, PCE serisi bütün kuvvet ölçüm cihazlarına uyumlu, harici ve dahili dinamometrik hücreli, ayarlanabilir besleme hızı**

PCE-MTS500 Test Standı, PCE-Serisi Test Standı çeşitlerimizden biriyle kombine edilebilir. PCE-MTS500 Test Standı ile neredeyse bütün sıkıştırma ve çekme uygulamaları tekrarlanabilir biçimde gerçekleştirilebilir. Test Standı kullanımı ile test matrisi ve test standı arasında düzgün bir teması garanti eder. Test Standı maksimum kuvvet aralığı 500 kg'dır. Test Standı, elektrik bağlantısı ile çalışır. Besleme hızı 30 mm/dk ile 230 mm/dk arasında seçilebilir. Bu sayede Test Standı PCE-MTS500 hassas bir ölçüm gerçekleştirmeyi garanti eder. Test Standı şu cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilir: PCE-FG Serisi, PCE-FG...K Serisi, PCEFB Serisi, PCE-FM Serisi, PCE-SN Serisi, PCE-SKN Serisi ve PCE-PTR 200.

**Önemli!**

Test Cihazı teslimata dahil değildir. Ayrı olarak sipariş edilmelidir. Test Standı, insan bedeninin kuvvetinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Burada Test Standı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Test Standı teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

**Özellikler**

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - Ayarlanabilir besleme hızı      | - Geniş kuvvet ölçüm aralığı    |
| - Aşırı kullanım mesafesi         | - Güç kaynağı                   |
| - Sağlam çelik tasarım            | - Bütün PCE cihazlarıyla uyumlu |
| - Ayarlanabilir kullanım mesafesi | - Manuel veya otomatik kullanım |

**Teknik Özellikleri**

Kuvvet aralığı	maks. 5000 N
Kullanma uzunluğu	maks. 300 mm
Besleme hızı	30mm/min ... 230 mm/min
Test masası	Ø 160 mm
Prob kalınlığı	maks. 200 mm
Rehber sütunları	Ø 32 mm
Boyutlar	1020 x 400 x 250 mm
Ağırlık	yaklaşık 60 kg

**Teslimat İçeriği:**

- 1 x PCE-MTS500,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.