



Teknik Katalog

[Muayene Kamerası]

[PCE-MM 800]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Bilgisayar ekranı için USB Muayene Kamerası / maksimum çözünürlük 1600 x 1200 piksel / 1600x'e kadar büyütme / stantla birlikte verilir / Optimum aydınlatma için 8 parlak LED

USB Muayene kamerası basit bir büyütme bir bilgisayar ekranında gösterecek şekilde tasarlanmıştır. USB Muayene kamerası bir ekrana bağlanır. Bu, birkaç kişi için büyük bir sunum sağlar. Buna ek olarak, USB Muayene kamerası test nesnelerini sekiz adet dahili LED vasıtasıyla mükemmel bir sunum imkânı verecek şekilde aydınlatılabilir. Bu LED'ler, her taraftan düzgün aydınlatmanın sağlanacağı şekilde düzenlenmiştir. Işık yoğunluğu manuel olarak ayarlanabilir, böylece aşırı ışığa maruz kalma olmaz.

USB Muayene kamerasıyla görüntülenebilen test nesnelere aynıdır, aksi takdirde geleneksel mono-, bino- ve trinoküler mikroskoplarla kontrol edilir. Ekranda görüntülenen görüntüler resim veya video olarak yakalanabilir. Video işlevi sayesinde, görüş alanındaki değişiklikler de sergilenebilir. USB Muayene kamerasının büyütülmesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir ve 200x büyütmeden 1600x büyütme kadar değişir. Bu, konvansiyonel Muayene kameralarında bile oldukça yüksek bir değerdir. Bu yüksek işlevsellik nedeniyle, USB Muayene kamerası PCE-MM 800, endüstriyel ve ev uygulamaları için idealdir.

Özellikler

- 200 ... 1600 defa büyütme
- Parlak LED aydınlatma
- Maksimum ekran: 1600 x 1200 pixels
- Resim ve video kayıt fonksiyonu
- Yazılım ve 3ayak ile teslimat
- USB üzerinden güç kaynağı ve veri aktarımı

Teknik Özellikler

Sensör	CMOS
Odaklama Aralığı	10 mm ... Geniş açı
Çözünürlük	Varsayılan: 640 x 480 Maksimum: 1600 x 1200
Anlık Görüntü	Yazılım veya cihaz aracılığıyla
Aydınlatma	8 parlak, yerleşik LED
Kare Hızı	600 lux parlaklıkta 30 fps
Genişleme	200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x
PC-arayüz	USB
Güç Kaynağı	USB port aracılığıyla 5 V DC

Dijital Yaklaşma	5 x
Parlaklık Ayarlama	Manuel
Dil	İngilizce
Boyutlar	112 x 33 mm
Ağırlık	250 g

Teslimat İçeriği:

- 1 x PCE-MM 800
- 1 x Mikroskop masa standı
- 1 x Yazılım
- 1 x Kalibrasyon şablonu
- 1 x Kullanım kılavuzu