



Teknik Katalog [Yoğunluk Ölçer]

[PCE- ABZ 200C]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Düşük maliyetli yoğunluklu PCE-ABZ 200C tartı aleti / Yüksek çözünürlüklü laboratuvar sınıfının yoğunluk test ölçeği (0.0001 g) / Harici kalibrasyon, standart ekran, RS-232 arabirimi ve isteğe bağlı yazılım

PCE-ABZ ağırlığın g ve mg cinsinden kesin olarak belirlenmesi için kullanılan yoğunluk ölçerdir. Verilen cam ön cam sayesinde, yoğunluk dış etkileri, örn. Solunum havası minimuma indirildi. Sağlam metal muhafaza nedeniyle, yoğunluk ölçüer çok güvenlidir. İsteğe bağlı yazılımı ve arabirim kablosunu kullanarak, veriler doğrudan yoğunluk skalalarından bilgisayara veya dizüstü bilgisayara aktarılabilir. Böylece personeliniz için evrak ihtiyacını ortadan kaldırılarak yazma okuma gibi hataları engellenebilir.

Özellikler

- Yüksek hassasiyet
- Kesin parçaların sayımı
- Seviye göstergesi
- Denge göstergesi
- Harici kalibrasyon
- % 100 Dara / ek yük göstergesi
- Şebeke adaptörü sağlandı (230 V / 12 V)
- Titreşim / Şok direnci fonksiyonu
- Yazılım Kiti (isteğe bağlı olarak RS-232 kablosu dahil)
- ISO Kalibrasyon Sertifikası (İsteğe bağlı)

Teknik Özellikler

Maksimum Kapasite	100 g
Okunabilir Kalibrasyon Deęeri	0,1 mg
Aęırlık Plakası	0,00015 mg
Minimum tekrarlanabilirlik	$\pm 0,2$ mg
Tartı Aleti	$\varnothing 90$ mm
Yazılım-Kiti	İsteęe Baęlı
Dara Aralıęı	-200 g
Stabilizasyon Süresi	< 5 s
Ekran	18 mm LCD /arkadan aydınlatmalı
Güç Kaynaęı	230V /50 Hz (12 V net adaptör ile)
Koruma	IP 54
Genel Boyutları	235 x 345 x 350 mm
Taslak Kalkan Boyutları	175 x 140 x 230 mm
Çalıřma Sıcaklıęı	+18... +30°C
Net Aęırlık	Yaklařık 6,5 kg

Teslimat İçerięi;

- 1 x PCE-ABZ 200C,
- 1 x Güç Kaynaęı,
- 1 x Ön Cam,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.