

Malzeme Test Standı PCE-FTS50



Malzeme Test Standı PCE-FTS50

**500 N'a kadar / Dahili kuvvet ölçüm hücreli çeşitli kuvvet ölçüm cihazları bağlanabilir /
300 mm'ye kadar hareket yolu / Entegre mesafe ölçer**

Malzeme test standı PCE-FTS50, kuvvet ölçüm cihazı modellerimizle çeşitli kombinasyonlarda kullanılır. Malzeme test standı, neredeyse tüm manuel basma ve çekme kuvveti ölçümleri için en uygun çözümü sunar. Malzeme test standının kullanılması, test ekipmanı ve numunelerinin yüksek hassasiyette eşleşmesini sağlar. Böylece, malzeme test standı PCE-FTS50 kullanılarak tekrarlanabilir ölçüm sonuçları elde edilir.

Malzeme test standının kullanılabilmesi için basma ya da çekme aralığı maksimum 50 kg'dır. Malzeme test standı, el çarkı ve vida dişi (3 mm aralık) ile çalışır. Böylece, malzeme test standı ile doğru ve hassas ölçümler gerçekleştirilir. Malzeme test standı, malzemelerdeki diğer ölçümler için de kullanılabilir.

Dikkat: Malzeme test standı için kuvvet ölçüm cihazı opsiyoneldir.

- ▶ Dijital ölçüm mesafesi göstergeli
- ▶ Maksimum çalışma uzunluğu 236.36 mm
- ▶ Toplam uzunluk: 500 mm (el çarkı olmadan)
- ▶ El çarkı çapı: 100 mm
- ▶ Taban plakası: 234 x 152 mm
- ▶ Ağırlık: yaklaşık 9.15 kg
- ▶ Maksimum kuvvet aralığı 500 N
- ▶ Kuvvet ölçüm cihazı teslimata dahil değil

Teknik özellikler

Kuvvet Aralığı	Maks. 500 N
Hareket Yolu	Maks. 335 mm
Vida Dişi Aralığı	3 mm
El Çarkı	Ø 120 mm
Taban Plakası	145 x 100 mm
Boyut	600 x 210 x 128 mm
Ağırlık	Yaklaşık 8.8 kg

Bu test standında aşağıdaki cihazlar kullanılabilir

Adapte edilebilir (uygun plaka ile):

PCE-FM 50N

PCE-FM 500N

PCE-FM 200

PCE-PTR 200N

PCE-DFG N 10

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change