

Nem Tayin Cihazı PCE-MA 202



Nem Tayin Cihazı PCE-MA 202

200 g tartım aralığı / 10 mg / 0.01 g okunabilirlik / Nem tayini için ısıtma haznesi / RS-232 arayüzü / 15 kurutma programı için dahili bellek / Kalibrasyon fonksiyonu

Nem tayin cihazı PCE-MA 202, çeşitli malzemeleri tartmak ve nem içeriklerini belirlemek için kullanılabilir. Nem tayin cihazında halojen lambalarla 199 °C'ye kadar ısıtılabilen bir ısıtma haznesi bulunur. Nem tayin cihazı, bu haznede tartılacak malzemeyi kurutur ve ardından ağırlık farkından nem içeriğini hesaplar. Nem tayin cihazı, 0.01 g'lık okunabilirliği sayesinde ağırlıktaki en küçük farkları bile belirleyebilir.

Nem tayin cihazı ile elde edilen ölçüm sonuçları nem tayin cihazının büyük LCD ekranında görüntülenir. Nem tayin cihazının hafızasında 15 farklı kurutma programı kaydedilebilir. Bu da nem tayin cihazını granüllerin, peletlerin ya da hayvan yemlerinin kalite kontrolü için ideal hale getirir. Nem tayin cihazı, RS-232 arayüzü aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir. Nem tayin cihazının teslimat içeriğinde yer alan 100 g ağırlık ve entegre kalibrasyon fonksiyonu ile nem tayin cihazı istenildiğinde yeniden ayarlanabilir.

- ▶ Tartım aralığı: 200 g
- ▶ Okunabilirlik: 10 mg / 0.01 g
- ▶ Nem tayini için ısıtma haznesi
- ▶ RS-232 arayüzü
- ▶ 15 kurutma programı için hafıza
- ▶ Ayarlanabilir ısıtma süresi
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Yeniden ayarlama için kalibrasyon fonksiyonu
- ▶ 100 g kalibrasyon ağırlığı dahil
- ▶ 9 membran tuşlu geniş LCD ekran

Teknik özellikler

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tartım Aralığı | 200 g |
| Okunabilirlik | 10 mg / 0.01 g |
| Isıtma Elementi | Halojen lamba |
| Sıcaklık Aralığı | +40 ... +199 °C |
| Isıtma Süresi | 1 ... 199 dakika (ayarlanabilir) |
| Nem Ölçüm Aralığı | 0 ... %100 |
| Okunabilirlik | % 0.1 |
| Hafıza | 15 kurutma programı |
| Arayüz | RS-232 |
| Ekran | LCD, 9 membran tuşu |
| Güç Kaynağı | 220 V / 50 Hz |
| Boyut | 200 x 180 x 380 mm |

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change