



Teknik Katalog

[Dolum Seviyesi Ölçer]

[PCE-BT 2000]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 471 11 50

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Düşük Maaliyetli, Yüksek Çözünürlüklü, Kalibre edilebilir Dolum Seviyesi Ölçer PCE-BT 2000 / Çözünürlük maks. 0.01 / Tartım Aralığı 2100 g/ Seçilebilir tartı birimleri / Parça sayma fonksiyonu

Dolum Seviyesi Ölçer olan PCE-BT 2000; Laboratuvarlarda, üretimde, kalite kontrollerde vb. kullanılabilir. Dolum Seviyesi Ölçerin düz bir yüzeyden oluşan tasarımı ve kullanımı kolay olması bazı önemli özellikleri arasındadır. Daha küçük tartı aralığındaki yüksek çözünürlüğü ile birlikte küçük boyutu, Dolum Seviyesi Ölçer PCE-BT 2000'in diğer avantajlarından. Bu Dolum Seviyesi Ölçer farklı fonksiyonlara sahiptir: otomatik sıfırlama, parça sayımı, dokuz farklı tartım birimi, yüzde hesaplama, reçete tartımı, kalibrasyon fonksiyonu, RS-232 arabiriminin yapılandırılması vb. Dolum Seviyesi Ölçerin güç kaynağı 230V güç kaynağı tarafından desteklenmektedir veya standart bataryalarla güçlendirilmesi de mümkündür. Dengeleme için, PCE-BT 2000'in tüm serileri, ayarlanabilir ayaklara sahiptir, bunun yanı sıra gövdeye entegre edilmiş bir su seviyesine de sahiptir. Rüzgara karşı koruma için teslimatta PCE-BT 2000'e bir plastik koruma da dahildir. İsteğe göre sipariş verilebilecek ayar ağırlıklarıyla, Dolum Seviyesi Ölçerinizin kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz. Cihazda resmi bir kalibrasyon da mevcuttur. Cihazı, ISO laboratuvar kalibrasyonu için bize veya başka bir akredite yeniden kalibrasyon laboratuvarına da gönderebilirsiniz. Bu, laboratuvarımız veya diğer yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Bağlantı noktası Dolum Seviyesi Ölçerin bir yazıcıya veya bilgisayara bağlanmasını sağlar.

Özellikler

- Yüksek çözünürlük
- Sağlam gövde
- Parça sayma fonksiyonu
- Tartım yüzdesi
- Dokuz adet tartım ünitesi
- RS-232 arayüzü
- Akü / Akü Çalışması mümkün
- Pil durumu göstergesi

Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Tartım Aralığı [g] | 2100 g |
| Okunabilirlik [g] | 0,01 g |
| Minimum Yük [g] | 0,04 g |
| Tekrarlanabilirlik [g] | 0,02 g |
| Doğrusallık [g] | ±0,04 g |
| Tartım Plakası [mm] | Ø 150 |
| Dara Aralığı | Tüm tartım aralığını kapsayan |
| Ayar Zamanı | 3 s |
| Ekran | LCD-Display |
| Tartım Birimleri | ct / mg / g / kg / lb / oz / ozt / gr / dwt |
| Arayüz | RS-232 |
| Kalibrasyon | Harici ayar ağırlığına bağlı tartım aralığının% 50'si |
| Çalışma Sıcaklığı | +18 ... +33 °C |
| Güç Kaynağı | ~ 230V 50Hz 6VA / 12V 1.2A güç adaptörü veya 4 x 1.5VAA piller (dahil değildir) |
| Gövde | Döküm Alüminyum / Plastik |
| Koruma | IP 54 |
| Boyutlar | 185 x 290 x 90mm |
| Ağırlık | 1,3 kg |



Teslimat İeriđi:

- 1 x Dolum Seviyesi ler PCE-BT 2000,
- 1 x G Kaynađı,
- 1 x Paslanmaz elik Terazisi,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.