

# Isıtıcı Manto PCE-HM 250



## Isıtıcı Manto PCE-HM 250

**250 ml yuvarlak tabanlı şişeler için / Kademesiz olarak ayarlanabilir (döner anahtar) /  
150 Watt güç / Dahili kontrol elemanı / 0 ... 450 °C sıcaklık aralığı**

Isıtıcı manto PCE-HM 250, laboratuvarlarda kullanılan yardımcı bir cihazdır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda çeşitli numunelerin ya da kimyasalların ısıtılmasını ya da temperlenmesini sağlar. Isıtıcı mantonun içinde ısıtma işlemi için yuvarlak tabanlı şişenin yerleştirildiği tığ işi bir file mevcuttur. Yuvarlak tabanlı şişe, ısıtıcı mantoya yerleştirilen cam kapların tipik şeklidir.

Yuvarlak tabanlı şişe, sıvının uygun şekilde emilmesini sağlayan 250 ml'lik kapasiteli bir kaptır. Isıtıcı mantonun sıcaklık aralığı 0 ... 450 °C arasındadır ve bu sıcaklık, kademesiz bir döner anahtar aracılığıyla ısıtıcı manto üzerinde ayarlanır. Isıtıcı mantonun hızlı ısıtma süresi, kullanıcıya zaman kazandırmaya yardımcı olur. Farklı bir kapasitesi ya da sıcaklık aralığını kapsayan bir ısıtıcı manto için lütfen çeşitli ısıtıcı manto modellerinin olduğu kategorilerimize bakınız.

- ▶ Güç: 150 W
- ▶ Çalışma sıcaklığı: 0 ... 450 °C
- ▶ Kısa ısıtma süresi
- ▶ 250 ml yuvarlak tabanlı şişeler için
- ▶ Döner anahtarlı
- ▶ Dahili kontrol elemanı

## Teknik özellikler

Yuvarlak Tabanlı Şişe Hacmi	250 ml
Besleme Voltajı	230 V
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	0 ... 450 °C
Güç	150 W
Çalışma Süresi	Sürekli
İç Boyut	Ø 200 mm x 160 mm
Dış Boyut	Ø 230 mm x 230 mm x 170 mm
Ağırlık	Yaklaşık 2.5 kg

## Ek bilgi

**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change