

Isıtıcı Manto PCE-HM 10000



Isıtıcı Manto PCE-HM 10000

**10000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için / Kademersiz olarak ayarlanabilir (döner anahtar) /
1200 Watt güç / Dahili kontrol elemanı / 0 ... 450 °C sıcaklık aralığı**

Isıtıcı manto PCE-HM 10000, laboratuvarlarda numunelerin ya da sıvıların ısıtılması gereken her yerde kullanılır. Sıvı, ısıtıcı mantodaki yuvarlak tabanlı bir şişeye yerleştirilerek ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda kullanılan yardımcı bir cihazdır. Isıtıcı manto, laboratuvarlarda çeşitli numunelerin, sıvıların ya da kimyasalların ısıtılmasını ya da temperlenmesini sağlar. Yuvarlak tabanlı 10000 ml'lik şişe, ısıtıcı mantoda bulunan tığ işi filenin içine yerleştirilir ve altındaki ısıtma elemanları yardımıyla ısıtılır.

Isıtıcı manto, 1200 watt güç ile çalışır ve 450 °C çalışma sıcaklığına ulaşır. Isıtıcı mantonun yuvarlak tabanlı 10000 ml kapasitesi olan bir şişenin sığabileceği bir alana sahip olduğundan nispeten yüksek miktarlarda sıvının ısıtılabilmesi düşünülebilir. Ancak yüksek hacme rağmen istenen sonucu elde etmek için yalnızca kısa bir ısıtma süresi gerektiğinden ısıtıcı manto ile 10 litrenin tamamı son derece hızlı bir şekilde ısıtılabilir. Isıtıcı mantonun sıcaklık kontrolü kademersiz bir döner anahtar ile ayarlanır.

- ▶ Güç: 1200 W
- ▶ Çalışma sıcaklığı: 0 ... 450 °C
- ▶ Kısa ısıtma süresi
- ▶ 10000 ml yuvarlak tabanlı şişeler için
- ▶ Döner anahtarlı
- ▶ Dahili kontrol elemanı

Teknik özellikler

Yuvarlak Tabanlı Şişe Hacmi	10000 ml
Besleme Voltajı	230 V
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	0 ... 450 °C
Güç	1200 W
Çalışma Süresi	Sürekli
İç Boyut	Ø 285 mm x 175 mm
Dış Boyut	Ø 450 mm x 450 mm x 340 kg
Ağırlık	Yaklaşık 12 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change