

pH Metre / pH Test Cihazı PCE-PH 28L



pH Metre PCE-PH 28L

Viskoz sıvıların ölçümü / Uzun şaftlı düz pH elektrodu / Otomatik sıcaklık kompanzasyonu

pH metre PCE-PH 28L, düz bir elektrod membran ile donatılmıştır. pH metrenin pH elektrodu şaftta monte edilmiştir. pH metre, test tüplerindeki viskoz ortamların numunelerini ölçmek için kullanılabilir. pH metre ile pH değerini belirlemek için çok az bir miktarda sıvının kullanılması yeterlidir. pH metre, beherlerde ya da test tüplerinde düşük numune miktarlarında kullanılabilir. Böylece pH metre hem yerinde hem de laboratuvarında çok düşük numune hacimlerinde kullanılmak üzere tercih edilebilir.

pH metre kullanılarak pH değerinin yanı sıra ölçüm ortamının sıcaklık ölçümü de gerçekleştirilebilir. pH metre, sıcaklık ölçüm değerinin okunması ile sıcaklık kompanzasyonunu otomatik olarak gerçekleştirir. pH metrenin kalibrasyonu pH 4, 7 ya da 10 tampon çözeltiler kullanılarak gerçekleştirilir. pH metrenin ilk kullanımında kullanılacak kalibrasyon tozları pH metrenin teslimat içeriğine dahildir.

- ▶ LCD ekran
- ▶ 1, 2 ya da 3 noktalı kalibrasyon
- ▶ Uzun plastik elektrod
- ▶ Değiştirilebilir pH elektrodu
- ▶ Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ Düşük numune miktarı için

Teknik özellikler

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Ölçüm Aralığı | -1 ... 15 pH |
| Hassasiyet | ± 0.01 pH |
| Çözünürlük | 0.01 pH |
| Kalibrasyon Noktası | 1, 2 ya da 3 |
| Otomatik Tampon Algılama | Var |
| Ölçüm Aralığı Sıcaklık | 0 ... 60 °C 32 ... 140 °F |
| Çözünürlük Sıcaklık | 0.1 °C |
| Hassasiyet Sıcaklık | ±1 °C |
| Kalibrasyon Noktası | 1 |

Genel Teknik Özellikler

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Sıcaklık Kompanzasyonu | Otomatik 0 ... 60 °C |
| Çevre Koşulları | 0 ... 60 °C, maks. %80 n.o. |
| Güç Kaynağı | 2 x 1.5 V AAA pil |
| Boyut | 185 x 40 mm |
| Ağırlık | 100 g |

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change