

pH Metre / pH Test Cihazı PCE-PH 26F



pH Metre PCE-PH 26F

Viskoz sıvıların ölçümü / Düz pH elektrodu / Otomatik sıcaklık kompanzasyonu

pH metre PCE-PH 26F, viskoz ortamların pH değerini ölçmek için kullanılır. pH metre, düz pH elektrodu sayesinde bu uygulama için idealdir. pH metre ile çamur ya da yağ ve krem gibi viskoz maddelerin pH değeri ölçülebilir. pH metrenin ölçüm aralığı -1 ... 15 pH arasındadır. pH metrede 3 destek noktasına kadar dahili kalibrasyon fonksiyonu bulunur. Bunun haricinde, pH metrede sıcaklık kompanzasyonu otomatik olarak gerçekleşir.

Ölçüm değerleri, pH metrenin LCD ekranında kolay bir şekilde okunabilir. pH metre PCE-PH 26F, üç tuş aracılığıyla kullanılır. Mevcut ölçüm değerleri pH metrenin ekranında tutulabilir. pH metre, 2 x 1.5 V AAA pil ile çalışır. pH metrenin teslimat içeriğinde yer alan kalibrasyon tozları 4, 7 ve 10 pH metrenin doğrudan kullanılabilmesini sağlar.

- ▶ LCD ekran
- ▶ 1, 2 ya da 3 noktalı kalibrasyon
- ▶ Koruyucu kapak
- ▶ Değiştirilebilir pH elektrodu
- ▶ Otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ Kompakt ve sağlam ölçüm cihazı

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	-1 ... 15 pH
Hassasiyet	± 0.01 pH
Çözünürlük	0.01 pH
Kalibrasyon Noktası	1, 2 ya da 3
Otomatik Tampon Algılama	Var
Ölçüm Aralığı Sıcaklık	0 ... 60 °C 32 ... 140 °F
Çözünürlük Sıcaklık	0.1 °C
Hassasiyet Sıcaklık	±1 °C
Kalibrasyon Noktası	1

Genel Teknik Özellikler

Sıcaklık Kompanzasyonu	Otomatik 0 ... 60 °C
Çevre Koşulları	0 ... 60 °C, maks. %80 n.o.
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AAA pil
Boyut	185 x 40 mm
Ağırlık	100 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change