



# pH Metre PCE-PH 15



## pH Metre PCE-PH 15

**Çözünürlük 0.01 pH / Çıkarılabilir elektrod / Kolay kullanım /  
Küçük ve kullanışlı / Tek nokta ayarı / Basit ölçümler için**

pH Metre PCE-PH 15, sıvılarda pH değerini belirlemek için kullanılır. Kullanımı kolay olan cihaz, okullarda ya da diğer eğitim kurumlarında kullanım için idealdir. Normal ölçüm fonksiyonuna ek olarak cihazın "HOLD" fonksiyonu da bulunur. Bu fonksiyon ile görüntülenen ölçüm değerleri dondurulabilir.

$\pm 0.1$  pH hassasiyeti ve 0.01 pH çözünürlüğü sayesinde cihaz ile hassasiyeti yüksek ölçümler gerçekleştirilebilir. Küçük ve kompakt tasarımı ile cihaz mobil kullanım için uygundur.

Ölçüm Aralığı 0.00 ... 14.00 pH Hassasiyet  $\pm 0.1$  pH (20°C'de),  $\pm 0.2$  pH Çözünürlük 0.01 pH Ayarlama Manuel tek nokta üzerinden ayar Güç Kaynağı 3 x 1.5 V (LR44 AG-13 Pil) Çalışma Ortamı 0 ... 50°C Boyut 175 x 51 x 25 mm Ağırlık Yaklaşık 57 g

Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	0,00 ... 14,00 pH
Ölçüm Hassasiyeti	$\pm 0.1$ pH (20 ° C'de), $\pm 0.2$ pH
Çözünürlük	0,01 pH
Ayarlama	Manuel bir nokta ayarı
Güç Kaynağı	3 x 1,5 V (LR44 AG-13 Pil)
Çalışma Ortamı	0 ... 50 °C
Boyut	175 x 51 x 25 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 57 g

## Ek bilgi

**Kullanım Kılavuzu**



**Teknik Katalog**



**Ürün hakkında daha fazla bilgi**



**Benzer ürünler**



Subject to change