



# Teknik Katalog

## [Dolum Seviyesi Ölçer]

[PCE-BSK 310]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

## Dolum Seviyesi Ölçer

### Parça sayma fonksiyonlu dolum seviyesi ölçer / Mobil kullanım için piller / RS-232 arayüzü / Teraziyi ayarlamak için seviye / Mobil kullanım için

Dolum seviyesi ölçer günlük laboratuvar kullanımı için ideal bir terazidir. Dolum seviyesi ölçerin normal ölçüm fonksiyonunun yanı sıra bir başka fonksiyon parça sayma fonksiyonudur. Bu fonksiyon, dolum seviyesi ölçerin örneğin vida sayısını belirlemesini sağlar. Dolayısıyla, örneğin dolum seviyesi ölçer lojistikte de kullanılabilir. Ekran düşük ışık koşullarında bile okunabilmesi için dolum seviyesi ölçerin arka aydınlatması vardır.

Ölçüm fonksiyonlarına ek olarak, dolum seviyesi ölçer ayrıca bir RS 232 arayüzüne sahiptir. Bu arayüz sayesinde, ölçülen değerler örneğin bir PC'ye aktarılabilir. Bu dolum seviyesi ölçer hem sabit hem de mobil kullanım için kullanılabilir. Mobil kullanım için, dolum seviyesi ölçer hızlı ve kolay kullanılabilen 3 x 1.5 V AA pil gerektirir.

### Özellikler

- Parça sayma fonksiyonu
- RS-232 arayüzü
- Arka ışık
- Mobil kullanım için pil kullanımı
- Ölçeğin hizalanması için seviye
- Yüksek hassasiyet

**Teknik Özellikler**

Ölçüm Aralığı	<b>0 ... 310 g</b>
Çözünürlük	0,001 g
Tekrarlama Hassasiyeti	± 0,002 g
Doğrusallık	± 0,003 g
Kalibrasyon	Harici
Rüzgar Koruma	Evet
Tartı Plakası Boyutu	Ø 90 mm
Boyut	270 x 265 x 190 mm
Ağırlık	3,5 kg
Çalışma Koşulları	17,5 ... 22,5 °C, 85% n.o. yoğunlaşma olmadan
Arayüz	RS232
Güç Kaynağı	Akü / 3 x 1,5 V AA
Güç Kaynağı	Güç Adaptörü
	Birincil: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
	İkincil: 6 V, 500 mA

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Dolum Seviyesi Ölçer PCE-BSK 310,
- 1 x Test Ağırlığı,
- 1 x Güç Kaynağı,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.